


Vaksin COVID-19 Sinovac

Kaedah Pengekstrakan Vaksin 1-Dos



Keperluan saiz picagari
Jenis Low Dead Volume (LDV)
1ml

Saiz jarum yang dicadangkan
**21G dengan kepanjangan minima
38mm (1½")**

Nota: Kapanjangan jarum adalah penting untuk memastikan penghujung jarum dapat mencecah ke dasar bebuli

Posisi Vial (Bebuli)
Posisi menegak pada kecondongan 45°



Langkah Berjaga-jaga Sewaktu Pengekstrakan

1. Pastikan saiz picagari yang betul digunakan oleh sebab saiz picagari yang besar untuk isipadu kecil akan memberikan bacaan kandungan yang kurang tepat.
2. Elakkan "Over priming". "Over priming" akan menyebabkan kandungan vaksin terkeluar daripada picagari dan seterusnya kandungan vaksin yang tertinggal dalam picagari kurang daripada 0.5ml.
3. Sekiranya terdapat kekurangan dalam kandungan isipadu selepas pengekstrakan, sila periksa semula dalam masa 30 saat dalam posisi bebuli secara menegak untuk menentukan sekiranya masih ada lebih vaksin di dalam bebuli.